

Solution for Genetic Technology

# **SolGent** Molecular Diagnostics

Real-Time RT-PCR for Detection **2019-Novel Coronavirus**

*Approved at third by KCDC-EUA*

**CE-IVD**



**SolGent**  
[www.SolGent.com](http://www.SolGent.com)

# About 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV)




Figure 3: Phylogenetic analysis of full-length genomes of 2019-nCoV and representative viruses of the genus Betacoronavirus  
2019-nCoV=2019 novel coronavirus. MERS-CoV=Middle East respiratory syndrome coronavirus. SARS-CoV=severe acute respiratory syndrome coronavirus.




Figure 5: Phylogenetic analysis and homology modelling of the receptor-binding domain of the 2019-nCoV, SARS-CoV, and MERS-CoV

2019-nCoV was closely related with **88% identity** to **two bat-derived SARS-like coronaviruses**, bat-SL-CoVZC45 and bat-SL-CoVZXC21. 2019-nCoV was closely related with **SARS-CoV (about 79%)** and **MERS-CoV (about 50%)**.

Ref: Genomic characterization and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Published Online January 29, 2020 [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30251-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8)


2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) is a virus (more specifically, a [coronavirus](#)) identified as the cause of an outbreak of respiratory illness first detected in Wuhan, China. Early on, many of the patients in the outbreak in Wuhan, China reportedly had some link to a large seafood and animal market, suggesting animal-to-person spread. However, a growing number of patients reportedly have not had exposure to animal markets, indicating person-to-person spread is occurring. At this time, it's unclear how easily or sustainably this virus is spreading between people. The latest situation summary updates are available on CDC's web page [2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China](#). (Ref: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/index.html>)

# WHO COVID-19(2019-nCoV) technical guidance

## Laboratory testing for 2019-nCoV in humans

Country	Institute	Gene targets
China	China CDC	ORF1ab and N
Germany	Charité	RdRP, E
Hong Kong	HKU	ORF1b-nsp14, N
Japan	National Institute of Infectious Diseases	ORF1a
Thailand	National Institute of Health	N
US	US CDC	Three N primers, Rnase P
KOREA	KCDC	RdRp, E

# Comparison of COVID-19 Detection region by country





**SolGent**

2019 Novel Coronavirus  
Detection system



*DiaPlexQ™* 2019 Novel Coronavirus  
(2019-nCoV) Detection kit

# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

## Specific Target region


SolGent Detection target region 2

ORF1a gene



SolGent Detection target region 1

N gene



† 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-time qRT-PCR Panel Primers and Probes by CDC

\* National Institute for Viral Disease Control and Prevention

# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit



## ► Contents


Components	SQD52-K020	SQD52-K100
2X OneStep qRT-PCR Buffer (2019-nCoV)	200 $\mu$ l x 1 ea	1.0 mL x 1ea
OneStep qRT-PCR Enzyme mix (2019-nCoV)	40 $\mu$ l x 1 ea	200 $\mu$ l x 1 ea
Primer & Probe Mixture (2019-nCoV)	60 $\mu$ l x 1 ea	300 $\mu$ l x 1 ea
Control Template (2019-nCoV)	20 $\mu$ l x 1 ea	100 $\mu$ l x 1 ea
RNase Free Water	200 $\mu$ l x 1 ea	1.0 mL x 1 ea

## ► Specimens

- Nasopharyngeal swab
- Oropharyngeal swab
- Sputum


## ► Instrument

- Applied Biosystems™ 7500, 7500 Fast Instrument System
- Bio-Rad CFX96™ System



# DiaPlexQ™ *Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit*


## Amplification Plot information



## Fluorescence information

Target	5' Fluorophore	3' Quencher
<i>N gene</i>	FAM	BHQ1
<i>ORF1a</i>	VIC / JOE*	BHQ1
PCR control	Texas Red/ Cal Fluor Red 610*	BHQ2

\*ABI 7500 / 7500 Fast: JOE, Texas Red | Bio Rad CFX96™: VIC, Cal Fluor Red 610



2019-nCoV Detection region 2 of SolGent

2019-nCoV Detection region 1 of SolGent

# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

## Sample collection

Sample collection according to sample type

## Nucleic acid isolation

- Manual Method
- Auto extraction Method

## Multiplex OneStep RT-qPCR

*DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit*

## Data analysis

Use of software for each instrument

- HotStart PCR: high-specificity
- OneStep PCR : multiple targets in a single reaction
- Reliable system: automatic PCR control
- Easy-to-use master mix: just adding template and Primer/Probe Mix
- Rapid detection: OneStep RT-qPCR

PCR Reaction Time: **2 hour**



# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

## Sample collection

Sample collection according to sample type

## Nucleic acid isolation

- Manual Method
- Auto extraction Method

## Multiplex OneStep RT-qPCR

**DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit**

## Data analysis

Use of software for each instrument



Cap color	Reaction Mixture	Vol.
Red ●	2X OneStep RT-qPCR Buffer	10 $\mu$ l
Blue ●	OneStep RT-qPCR Enzyme mix	2 $\mu$ l
Violet ●	Primer/Probe Mixture	3 $\mu$ l
	Sample template	5 $\mu$ l
	<b>Total</b>	<b>20 <math>\mu</math>l</b>

PCR Condition	Reverse Transcription	50 °C	15 min	X 1
	Initial PCR activation	95 °C	15 min	X 1
	Denaturation	95 °C	20 sec	X 45
	Annealing / Extension	60 °C	40 sec	

# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

## Interpretation of Results

Type	FAM	JOE / VIC	Texas Red/ Cal Fluor Red 610	Result Interpretation
	N gene	Orf1a	PCRC	
PC(Positive Control)	+	+	+	Valid
NTC (Non-Template Control)	-	-	+	Valid
Sample case 1	+	-	+/-	<i>2019-nCoV detected</i>
Sample case 2	-	+	+/-	<i>2019-nCoV detected</i>
Sample case 3	+	+	+/-	<i>2019-nCoV detected</i>
Sample case 4	-	-	+	<i>2019-nCoV not detected</i>
Sample case 5	-	-	-	Invalid Result*

- PC should be **positive** and with CT values within 35 cycles. If PC are *negative*, the testing results for that plate are invalid. Repeat qRT-PCR test.
- NTC should be **negative**. If NTCs are *positive*, the testing results for that plate are invalid.
- Detection of the PCR Control(PCRC) in the Texas Red(or Cal Fluor Red 610) detection channel is not required for positive results in the FAM or JOE(VIC) detection channel. A high Virus RNA load in the sample can lead to reduced or absent PCR Control signal.
- If the results show  $40 < Ct \leq 45$ , perform the experiment again.

\* RT-PCR inhibition or reagent failure. Repeat testing from original sample or collect and test a new sample.

# Certifications of DiaPlexQ™ Novel Corona Detection kit

제외 20-140 호

## 의료기기 제

구 분  제조  수입

명칭 (제품명, 품목명, 모델명) **솔젠트(주) / DiaPlexQ™ Novel Corona Detection Kit (코로나바이러스 유전자검출키트)**

보장 및 구조 **별지**

관련 재료 **별첨**

제조 방법 **별첨**

시험 방법 **별첨**

사용 목적 **별첨**

사용 방법 **별첨**

사용 시 주의사항 **별첨**

포장 단위 **별첨**

저장방법 및 사용기간 **저장방법 : 별첨, 사용기간 : 별도**

시험규격 **별첨**

제조(수입)업자 정보 **제조(수입)업자 : 솔젠트(주), 대표이사 : 김진우**

허가조건 **없음**

소재지 **대전광역시 유성구 테크노밸리 1로 100**

비고 **수출용에 한함**

「의료기기법」 제20조 제15호 및 같은 법령에 따라 검사된 바와 같기 확인합니다.

식품의약품안전청

Director of High-Tech Med. Dept. of Medical Dev. National Institute of Health Evaluation, Ministry of Food and Drug Safety

Osong Health Technology, Ad 167 Osongsaengmyeong2-ro, Osong (Seongju-si), Chungcheong Province, Korea Tel: +82-43-719-2396

No. of Certificate : 2020022773

### Certificate of Free Sales

Exporting(certifying) country : Republic of Korea  
Importing(requesting) country : Thailand

The Ministry of Food and Drug Safety, certifies that the following fire is manufacture medical devices under the Medical Device Act and the following permitted to be freely sold in overseas markets.

Manufacturer (Registered No. : 4010) : SolGent Co., Ltd.

1F, 2F, 43-10, Techno 5-ro, Yuseong-gu, Daejeon

Product-Licence No.	Classification
20-140	ISO 9001 to ISO 13485 (Quality Management System) and ISO 14971 (Risk Management) for Medical Devices

Product Name : DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

Registered List of Product Classification and Code

[질병관리본부 공고 제2020-204호]

신종코로나바이러스 유전자검출검사를 위한 검사 긴급사용 승인 결과(3차)

질병관리본부 공고 제2020-90호(2020.01.28.) 바이러스 유전자 검사시약 긴급사용 승인을 위한 평가 신청에 대한 결과를 다음과 같이 공고합니다.

2020년 02월 27일

※ 갈변병 위기 상황 고려, 긴급사용 계통 선정 평가 기준(2.28. 평가신청 분까지)

□ 긴급사용 승인 제품(추가)

제품명	제조사	사용목적
DiaPlexQ™ Novel Coronavirus(2019-nCoV) Detection Kit	솔젠트(주)	호흡기 감염병 의심자의 구인부 및 비인부 가검물에 바이러스(2019-nCoV)의 유전자 N gene를 정량 검출하는 데 사용
STANDARD M nCoV Real-Time Detection Kit	에스앤에스(주)	호흡기 감염병 의심자와 구인부 및 비인부 가검물에 바이러스(2019-nCoV)의 유전자 gene를 정량 검출하는 데 사용

항이 되는 발생 연구, 보건복지부

## 질병관리본부

수신 솔젠트 주식회사 (경유)  
제품 해외진단용 의료기기의 긴급사용 승인요청 검토결과 알림

1. 관련  
가. 솔젠트 주식회사 SG20200204-001(2020.2.4.)호  
나. 식품의약품안전처 의료기기정책과-1636(2020.2.27.)호  
다. 식품의약품안전처 의료기기정책과-1642(2020.2.27.)호

2. 위 호와 관련하여 귀사의 요청에 따라 의료기기 긴급사용(허가면제) 신청제품의 적합성을 검토하고, 「의료기기법 시행령」 제13조의2 제1항 및 2항에 따라 식품의약품안전처로 긴급사용 승인을 요청한 바, 관련 결과를 아래와 알려드립니다.

**가. 업체명(제품명) : 솔젠트 주식회사(DiaPlexQ™ Novel Coronavirus Detection Kit)**

나. 사용목적 : 호흡기 감염병 의심 환자의 검체(객담, 구인부 및 비인부 가검물)에서 코로나19 바이러스(2019-nCoV)의 유전자(Orf1a gene, N gene)를 정량 검출하는 해외진단용 의료기기

**다. 긴급사용 요청 결과: 승인**  
\* 포함사항 : 판매 전 세부 제품일 개시 및 주후 Out-off 설정 근거 포함 필요

라. 긴급사용 승인기간: 2020. 2. 27. ~ 코로나바이러스감염증-19 유행 종료 시까지

붙임.

2-1

DE/CA70/40838-153776

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Yuseong-gu, Daejeon, 34014, Korea  
SolGent Co., Ltd. Yuseong-gu, Daejeon, 34014, Korea  
Tel: +82-64-5090, global@solgent.com

**CE IVD**

1. The medical device(s) described hereafter conforms to the following standards:  
EN ISO 13485:2016  
ISO 13485:2016  
ISO 13612:2002  
EN ISO 17511:2003  
EN 23840:2015  
EN 13641:2002  
EN ISO 14971:2012  
EN ISO 18113-1:2011  
EN ISO 18113-2:2011  
IEC 62366-1:2015  
IEC 62366-2:2016

2. The medical device(s) is/are not covered by Annex II and self-testing according to Directive 98/79/EC, with the applicable requirements of the following documents

Ref. No.  
EN ISO 15223-1:2016  
ISO 13485:2016  
ISO 13612:2002  
EN ISO 17511:2003  
EN 23840:2015  
EN 13641:2002  
EN ISO 14971:2012  
EN ISO 18113-1:2011  
EN ISO 18113-2:2011  
IEC 62366-1:2015  
IEC 62366-2:2016

3. The medical device(s) is/are not covered by Annex II and self-testing according to Directive 98/79/EC, with the applicable requirements of the following documents

Ref. No.  
EN ISO 15223-1:2016  
ISO 13485:2016  
ISO 13612:2002  
EN ISO 17511:2003  
EN 23840:2015  
EN 13641:2002  
EN ISO 14971:2012  
EN ISO 18113-1:2011  
EN ISO 18113-2:2011  
IEC 62366-1:2015  
IEC 62366-2:2016

4. The medical device(s) is/are not covered by Annex II and self-testing according to Directive 98/79/EC, with the applicable requirements of the following documents

Ref. No.  
EN ISO 15223-1:2016  
ISO 13485:2016  
ISO 13612:2002  
EN ISO 17511:2003  
EN 23840:2015  
EN 13641:2002  
EN ISO 14971:2012  
EN ISO 18113-1:2011  
EN ISO 18113-2:2011  
IEC 62366-1:2015  
IEC 62366-2:2016

February, 2020 Signature: *Chamajong*

SolGent Co., Ltd. Solutions for Genetic Technologies  
SolGent Co., Ltd. 02/2020 V2.0


CFS of KFDA

Approved at third by KCDC-EUA

CE-IVD

# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

## The Analytical Sensitivity Test by viral RNA






Viral RNA Concentration	Total Copies / rxn	Hit Rate (%)
63 fg/ul	10,000	100
6.3 fg/ul	1,000	100
630 ag/ul	100	100
63 ag/ul	10	95

\*Viral RNA reference: National Hospital Resource Bank (NCCP No. 43326)

The analytical sensitivity of the DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit determined by Probit analysis is 100 copies/ul of viral RNA

# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

The Analytical Sensitivity Test by In vitro synthesized **Transcripts RNA**




Transcripts RNA Conc. of N gene	Transcripts RNA Conc. of Orf1a	Total Copies / rxn	Hit Rate (%)
7.5 fg/ul	1.25 fg/ul	10,000	100
750 ag/ul	125 ag/ul	1,000	100
75 ag/ul	12.5 ag/ul	100	100
7.5 ag/ul	1.25 ag/ul	10	95

The analytical sensitivity of the DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit determined by Probit analysis is 10 copies/ul of in vitro transcribed RNA


# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

## The Analytical Sensitivity Test by Target region Plasmid DNA


N gene – Single Plasmid DNA



ORF1a – Single Plasmid DNA



ORF1a & N gene – Multi Plasmid DNA




Plasmid DNA Conc. of N gene	Plasmid DNA Conc. of Orf1a	Total Copies / rxn	Hit Rate (%)
200 fg/ul	200 fg/ul	10,000	100
20 ag/ul	20 ag/ul	1,000	100
2 ag/ul	2 ag/ul	100	100
0.2 ag/ul	0.2 ag/ul	10	95

The analytical sensitivity of the DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit determined by Probit analysis is 10 copies/ul of in vitro transcribed RNA

# DiaPlexQ™ *Novel Coronavirus (2019-nCoV)* Detection Kit


Organisms tested to demonstrate the analytical *Specificity*  
(*Respiratory virus associated, Human RNA*)

**Control Template (2019-nCoV)**



- N gene (FAM)
- ORF1a (JOE)
- PCRC (Texas Red)

**38 negative strains**



- N gene (FAM)
- ORF1a (JOE)
- PCRC (Texas Red)


Organisms	FAM or JOE (N or Orf1a)	Texas Red (PCRC)
Parainfluenza I	N/D	≤ 26
Parainfluenza II	N/D	≤ 26
Parainfluenza III	N/D	≤ 26
Parainfluenza IV	N/D	≤ 26
Influenza A	N/D	≤ 26
Influenza B	N/D	≤ 26
Adenovirus	N/D	≤ 26
Respiratory syncytial virus A	N/D	≤ 26
Respiratory syncytial virus B	N/D	≤ 26
Rhino B, A	N/D	≤ 26
Bocavirus	N/D	≤ 26
Metapneumovirus	N/D	≤ 26
Beta Coronavirus OC43	N/D	≤ 26
Alpha Coronavirus 229E	N/D	≤ 26
Enterovirus	N/D	≤ 26
Human total RNA (10ng/μl)	N/D	≤ 26
Control Template (2019-nCoV)	N/D	≤ 26

*DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit did **not Cross-react** with any of specified organisms*

# DiaPlexQ™ **Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit**


Organisms tested to demonstrate the analytical **Specificity**  
(Pneumonia and Tuberculosis associated)

**Control Template (2019-nCoV)**



- N gene (FAM)
- ORF1a (JOE)
- PCRC (Texas Red)

**38 negative strains**



- N gene (FAM)
- ORF1a (JOE)
- PCRC (Texas Red)

Organisms	FAM or JOE ( N or Orf1a)	Texas Red (PCRC)
<i>Acinetobacter baumannii</i>	N/D	≤ 26
<i>Bordetella parapertussis</i>	N/D	≤ 26
<i>Bordetella pertussis</i>	N/D	≤ 26
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i>	N/D	≤ 26
<i>Haemophilus influenza</i>	N/D	≤ 26
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	N/D	≤ 26
<i>Legionella pneumophila</i>	N/D	≤ 26
<i>Moraxella catarrhalis</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycoplasma pnemoniae</i>	N/D	≤ 26
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	N/D	≤ 26
<i>Serratia marcescens</i>	N/D	≤ 26
<i>Staphylococcus aureus</i>	N/D	≤ 26
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	N/D	≤ 26
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium abscessus</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium avium</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium bovis</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium chelonae</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium intracellulare</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium kansasii</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium scrofulaceum</i>	N/D	≤ 26
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	N/D	≤ 26

**DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit did **not Cross-react** with any of specified organisms**

- Ordering information for relative Products

Name of kits	Cat. No.	Detection Method
<i>DiaPlexQ™</i> Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit	SQD52-K100 SQD52-K020	Real-Time PCR
<i>DiaPlexQ™</i> 2019-nCoV (RdRp, E, N) Detection Kit	SQD55-K100 SQD55-K020	
<i>DiaPlexQ™</i> RV16 Detection Kit	SQD50-K100 SQD50-K020	
<i>DiaPlexQ™</i> PneumoPatho16 Detection Kit	SQD80-K100 SQD80-K020	
<i>DiaPlexQ™</i> MTC/NTM detection Kit-Ver. 3.0	SQD25-K100 SQD25-K020	

## DiaPlexQ™ RV16 Detection Kit

### ▶ Target Organisms

SET/01 | *Parainfluenza virus I*  
*Parainfluenza virus II*  
*Parainfluenza virus III*

SET/02 | *Parainfluenza virus IV*  
*Influenza A virus*  
*Influenza B virus*

SET/03 | *Adenovirus*  
*Respiratory syncytial virus A/B*  
*Rhinovirus*

SET/04 | *Enterovirus*  
*Bocavirus*  
*Metapneumovirus*

SET/05 | *Alpha Corona virus 229E/NL63*  
*Beta Corona virus OC43*  
*MERS Corona virus*

## DiaPlexQ™ PP16 Detection Kit

### ▶ Target Organisms

SET/01 | *Mycoplasma pneumoniae (MP)*  
*Klebsiella pneumoniae (KP)*  
*Legionella pneumophila (LP)*


SET/02 | *Streptococcus pneumoniae (SP)*  
*Staphylococcus aureus (SA)*  
*Chlamydomphila pneumoniae (CP)*

SET/03 | *Pseudomonas aeruginosa (PA)*  
*Moraxella catarrhalis (MC)*  
*Bordetella pertussis (BP)*

SET/04 | *Haemophilus influenza (HI)*  
*Acinetobacter baumannii (AB)*  
*M. tuberculosis (TB) / M. avium (AV)*

SET/05 | *Serratia marcescens (SMar)*  
*Bordetella parapertussis (BPara)*  
*Stenotrophomonas maltophilia (SMalt)*

**NEW**



긴급사용승인(KCDC EUAL), CE-IVD

# DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

(Cat.no. SQD52-K100, SQD52-K020)

Multiplex OneStep qRT-PCR based assay system  
Qualitative Detection of 2019-nCoV  
Control Template (2019-nCoV) included

## Detection Target Region

- ORF1a
- N gene

## Specimen type

- Nasopharyngeal swab
- Oropharyngeal swab
- Sputum

## Instruments

- Applied Biosystems™ 7500 Real-Time PCR Instrument System
- Applied Biosystems™ 7500 Fast Real-Time PCR Instrument System
- Bio-Rad CFX96™ System

## Process

### Sample collection

- Sample collection according to sample type

### Nucleic acid isolation

- Manual Method
- Auto extraction Method


### Multiplex qPCR

DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit

### Data analysis

- Use of software For each instrument

## Result Analysis



Amplification Plot information

Target	5' Fluorophore	3' Quencher
N gene	FAM	BHQ1
ORF1a	VIC / JOE*	BHQ1
PCR control	*Texas Red/ Cal Fluor Red 610	BHQ2

\*ABI 7500 / 7500 Fast: JOE, Texas Red  
Bio Rad CFX96™ : VIC, Cal Fluor Red 610

## Ordering Information for Relative Products


Name of Kits	Cat. No.	Approval	Detection Method
DiaPlexQ™ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit	SQD52-K100	KCDC EUAL, CE-IVD	Real-Time PCR
DiaPlexQ™ 2019-nCoV (RdRp, E, N) Detection Kit	SQD55-K100	CE-IVD	
DiaPlexQ™ RV16 Detection Kit	SQD50-K100	CE-IVD	
DiaPlexQ™ PneumoPatho 16 Detection Kit	SQD80-K100	RUO	
DiaPlexQ™ MTC/NTM Detection Kit - Ver 3.0	SQD25-K100	CE-IVD	

# SolGent Co.,Ltd.

## DiaPlexQ™ Novel Coronavirus Detection Kit


### Features

1. Multiplex OneStep qRT-PCR
2. Hot Start PCR system by using optimized Hot Start polymerase
3. Commercial Real-time PCR Instrument available
4. High specificity: simultaneous detection of ORF1a and N gene.

	Components	SQD52-K020	SQD52-K100
	2X OneStep qRT-PCR Buffer (2019-nCoV)	200 $\mu$ l x 1 ea	1.0 mL x 1ea
OneStep qRT-PCR Enzyme mix (2019-nCoV)	40 $\mu$ l x 1 ea	200 $\mu$ l x 1 ea	
Primer & Probe Mixture (2019-nCoV)	60 $\mu$ l x 1 ea	300 $\mu$ l x 1 ea	
Control Template (2019-nCoV)	20 $\mu$ l x 1 ea	100 $\mu$ l x 1 ea	

### Detection Targets

#### ■ Simultaneous Detection of ORF1a / N gene



- CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-time rRT-PCR Panel Primers and Probes
- High specific targets were selected based on the Chinese CDC and US CDC.

## Performance

- Analytical sensitivity is ~10 copies. Sensitivity is measured using the RNA(In vitro transcript) with the target gene region of Novel Coronavirus (2019-nCoV) as a template.
- It showed high specificity and not detected on other viruses and bacteria other than new coronavirus as a result of specificity test for respiratory virus, pneumonia, and 38 species of tuberculosis.

## Related Products (16 species of respiratory virus detection kit including like-coronavirus)

1. The Kit consists of 5 SETs, Including MERS-CoV, which detects various respiratory viruses.
2. Coronavirus OC43/229E/NL63 vs. MERS-CoV(simultaneous detection of upE/ORF1a)

SET I	SET II	SET III	SET IV	SET V
<i>Parainfluenza virus I</i>	<i>Influenza virus A</i>	<i>Adenovirus</i>	<i>Enterovirus</i>	<i>Coronavirus OC43</i>
<i>Parainfluenza virus II</i>	<i>Influenza virus B</i>	<i>Respiratory Syncytial virus A/B</i>	<i>Bocavirus</i>	<i>Coronavirus 229E/NL63</i>
<i>Parainfluenza virus III</i>	<i>Parainfluenza virus IV</i>	<i>Rhinovirus A/B/C</i>	<i>Metapneumovirus</i>	<i>Coronavirus MERS</i>

Product Marketing Manager

Business support team: Junho Park (C.P : 010-7541-1525, Tel : 070-7893-7847, E.mail junho.park@solgent.com)

**SolGent Co.,Ltd.**

Tel. +82-1544-5695 | Address: 43-10, Techno 5ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34014, Korea

# EC DECLARATION OF CONFORMITY

## SolGent Co., Ltd.

Head Office : 3F, 32, Techno 6-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34014, Korea  
 Factory : 1F, 2F, 43-10, Techno 5-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34014, Korea  
 Tel : +82-42-864-5695, Fax: +82-42-864-5690, global@solgent.com



Declares that the medical device(s) described hereafter  
Other Virology – NA Reagents, 15 04 40 90 00 (EDMA code)

Model Name: DiaPlexQ™ 2019-nCoV (RdRp, E, N) Detection Kit

Catalogue Number: SQD55-K100, SQD55-K020

Has been classified as Others not covered by Annex II and self-testing according to Directive 98/79/EC.

Is in conformity with the applicable requirements of the following documents

Ref. No.
EN ISO 15223-1 : 2016
ISO 13485 : 2016
EN 13612 : 2002
EN ISO 17511 : 2003
EN 23640 : 2015
EN 13641 : 2002
EN ISO 14971 : 2012
EN ISO 18113-1 : 2011
EN ISO 18113-2 : 2011
IEC 62366-1:2015
IEC 62366-2:2016

Is subject to the conformity assessment procedure set out in Annex III of Directive 98/79/EC

26th, February, 2020 Signature: Chameejeong

## Allgemeine Anzeigepflicht nach §§ 25 und 30 Abs. 2 MPG General Obligation to Notify pursuant to §§ 25 and 30 (2) Medical Devices Act, MPG

### Formblatt für In-vitro-Diagnostika / Form for In Vitro Diagnostic Medical Devices

<b>Zuständige Behörde / Competent authority</b>			
	Code <b>DE/CA70</b>		
	Bezeichnung / Name <b>Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz</b>		
	Staat / State <b>Deutschland</b>		Land / Federal state <b>Saarland</b>
	Ort / City <b>Saarbrücken</b>		Postleitzahl / Postal code <b>66119</b>
	Straße, Haus-Nr. / Street, house no. <b>Don-Bosco-Straße 1</b>		
	Telefon / Phone <b>+49-681-85000</b>		Telefax / Fax <b>+49-681-85001384</b>
	E-Mail / E-mail <b>lua@lua.saarland.de</b>		

<b>Anzeige / Notification</b>			
	Registrierdatum bei der zuständigen Behörde Registration date at competent authority <b>27.02.2020</b>		Registriernummer / Registration number <b>DE/CA70/40838-153776</b>
	Typ der Anzeige / Notification type <input type="checkbox"/> Erstanzeige / Initial notification <input type="checkbox"/> Änderungsanzeige / Notification of change <input type="checkbox"/> Widerrufsanzeige / Notification of withdrawal		
	Frühere Registriernummer bei Änderungs- und Widerrufsanzeige Previous registration number if notification has been changed or withdrawn <b>DE/CA70/40838-143224</b>		
	Anzeigender nach § 25 MPG / Reporter pursuant to § 25 Medical Devices Act, MPG <input type="checkbox"/> Hersteller / Manufacturer <input type="checkbox"/> Bevollmächtigter / Authorised Representative <input type="checkbox"/> Einführer / Importer <input type="checkbox"/> Verantwortlicher für das Zusammensetzen von Systemen oder Behandlungseinheiten nach § 10 Abs. 1 und 2 MPG \ Assembler of systems or procedure packs pursuant to § 10 (1) and (2) Medical Devices Act, MPG <input type="checkbox"/> Betrieb oder Einrichtung (aufbereiten) nach § 25 Abs. 1 MPG i. V. m. § 4 Abs. 2 MPBetreibV Institution (processing) pursuant to § 25 (1) Medical Devices Act, MPG in connection with § 4 (2) MPBetreibV <input type="checkbox"/> Betrieb oder Einrichtung (sterilisieren) nach § 25 Abs. 2 i. V. m. § 10 Abs. 3 MPG Institution (sterilizing) pursuant to § 25 (2) in connection with § 10 (3) Medical Devices Act, MPG		

<b>Anzeigender / Reporting organisation (person)</b>	
Code	<b>DE/0000040838</b>
Bezeichnung / Name	<b>Medical Technology Promedt Consulting GmbH</b>
Staat / State	<b>Deutschland</b>
Land / Federal state	<b>Saarland</b>
Ort / City	<b>ST. INGBERT</b>
Postleitzahl / Postal code	<b>66386</b>
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. <b>Altenhofstrasse 80</b>	
Telefon / Phone	<b>+49-6894-581020</b>
Telefax / Fax	<b>+49-6894-581021</b>
E-Mail / E-mail <b>info@mt-procons.com</b>	

<b>Hersteller / Manufacturer</b>	
Bezeichnung / Name	<b>Solgent Co., Ltd.</b>
Staat / State	<b>KR</b>
Ort / City	<b>Daejeon</b>
Postleitzahl / Postal code	<b>34014</b>
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. <b>3F, 32, Techno 6-ro, Yuseong-gu</b>	
Telefon / Phone	<b>+82-42-864-5695</b>
Telefax / Fax	<b>+82-42-864-5690</b>
E-Mail / E-mail <b>global@solgent.com</b>	

<b>Sicherheitsbeauftragter für Medizinprodukte nach § 30 Abs. 2 MPG 9) Safety officer for medical devices pursuant to § 30 (2) Medical Devices Act, MPG</b>	
Bezeichnung / Name	<b>Dr. Michael Rinck</b>
Staat / State	<b>Deutschland</b>
Land / Federal state	<b>Saarland</b>
Ort / City	<b>ST. INGBERT</b>
Postleitzahl / Postal code	<b>66386</b>
Straße, Haus-Nr. / Street, house no. <b>Altenhofstrasse 80</b>	
Telefon / Phone	<b>+49-6894-581020</b>
Telefax / Fax	<b>+49-6894-581021</b>
E-Mail / E-mail <b>info@mt-procons.com</b>	

<b>Vertreter / Deputy (optional)</b>	
Bezeichnung / Name <b>Clemens Mohr</b>	
Telefon / Phone <b>+49-6894-581020</b>	Telefax / Fax <b>+49-6894-581021</b>
E-Mail / E-mail <b>info@mt-procons.com</b>	
£ Erstanzeige / Initial notification	
S Änderungsanzeige / Notification of change	

<b>In-vitro-Diagnostikum / In vitro diagnostic medical device</b>	
Klassifizierung / Classification <input type="checkbox"/> Produkt der Liste A, Anhang II / Device of List A, Annex II <input type="checkbox"/> Produkt der Liste B, Anhang II / Device of List B, Annex II <input type="checkbox"/> Produkt zur Eigenanwendung / Device for self-testing <input type="checkbox"/> Sonstiges Produkt / Other device (all devices except Annex II and self-testing devices)	
App (Software auf mobilen Endgeräten)	<input type="checkbox"/> ja / yes <input type="checkbox"/> nein / no
Anzeige nach § 25 Abs. 3 Nummer 3 MPG Notification pursuant to § 25 (3) number 3 Medical Devices Act, MPG <input type="checkbox"/> "Neues In-vitro-Diagnostikum / New in vitro diagnostic medical device"	
Handelsname des Produktes / Trade name of the device <b>DiaPlexC RV13 Detection Kit; DiaPlexQ Ebola Virus Detection Kit; DiaPlexQ RV16 Detection Kit; LytePrime Mplex ZCD RT-PCR Kit 1.0 (ZIKV/CHIKV/DENV); DiaPlexQ ZCD Detection Kit (ZIKV, CHIKV, DENV); DiaPlexQ Novel Corona Virus (2019-nCoV) Detection Kit; DiaPlexQ 2019-nCoV (RdRp, E, N) Detection Kit</b>	
Produktbezeichnung / Name of device	
Angabe der benutzten Nomenklatur / Nomenclature used <input type="checkbox"/> EDMS-Klassifikation / EDMS Classification <input type="checkbox"/> GMDN	
Nomenklaturcode / Nomenclature code <b>15-04-40-90-00</b>	
Nomenklaturbezeichnung / Nomenclature term <b>OTHER VIROLOGY - NA REAGENTS</b>	
Kurzbeschreibung / Short description In Deutsch / In German <b>Das DiaPlexC RV13 Detection Kit wird verwendet zum Nachweis von Metapneumoviren (MPV), Coronaviren (OC43; 229E), Bocaviren, Rhinoviren A/B/C (und anderen separat gemeldet: Enteroviren, Parainfluenza I, II, III, Respiratory-Syncytial-Viren, Adenoviren und Inflenzaviren A/B mittels Verwendung einer Multiplex-PCR Technologie. Das DiaPlexQ Ebola Virus Detection Kit wird verwendet zum qualitativen Nachweis von Ebolaviren in Blut oder Serum mittels OneStep qRT-PCR. Das DiaPlexQ RV16 Detection Kit wird verwendet zum qualitativen Nachweis von Rhinovirus (RV A / B / C), Bocavirus (BoV), Metapneumovirus (MPV), Beta Coronavirus OC43 (CoV OC43), Alpha Coronavirus 229E (CoV 229E), Alpha Coronavirus NL63 (CoV NL63), MERS Coronavirus (MERS)(und anderen, separat gemeldet: Parainfluenza-I, Parainfluenza-II, Parainfluenza-III, Parainfluenza-IV, Influenza A (Inf. A), Influenza B (Inf. B), Adenovirus (AdV), Respiratorisches Synzytialvirus (RSV A &amp; B), Enterovirus (EntV)), aus Sputum- oder Nasopharyngeal-Abstrichproben mittels OneStep qRT-PCR. Das LytePrime Mplex ZCD RT-PCR Kit 1.0 (ZIKV/CHIKV/DENV) wird verwendet zum qualitativen Nachweis von Zika Viren (ZIKV), Chikungunya Viren (CHIKV) und Dengue Viren (DENV) im Serum oder Vollblut. Das DiaPlexQ ZCD Detection Kit (ZIKV, CHIKV, DENV) wird verwendet zum Nachweis von Zika Viren, Chikungunya Viren und Dengue Viren. DiaPlexQ Novel Corona Virus (2019-nCoV) Detection Kit ist ein in vitro-diagnostisches Reagenz zum qualitativen Nachweis des ORF1a, N-Gens von COVID-19 durch Multiplex OneStep qRT-PCR. DiaPlexQ 2019-nCoV (RdRp, E, N) Detection Kit ist ein in-vitro-diagnostisches Reagenz zum qualitativen Nachweis von ORF1ab(RdRp), E-Gen, N-Gen von COVID-19 mittels Multiplex OneStep qRT-PCR. Nur von Fachpersonal anzuwenden. Interne Admin.-Nr.: SOL-08, SOL-08-01 bis SOL-08-05.</b>	

In Englisch / In English

**DiaPlexC RV13 Detection Kit is designed to detect Metapneumovirus (MPV), Coronavirus OC43(CoV OC43), Coronavirus 229E (CoV 229E), Enterovirus (EntV), Parainfluenza I, II, III (PIV-I, II, III), Respiratory syncytial virus (RSV), Adenovirus (AdV), Bocavirus (Bov), Rhinovirus A/B/C (RV A/B/C) and Influenza virus A/B (Inf A/B) using multiplex PCR technology. DiaPlexQ Ebola Virus Detection Kit is used for the qualitative detection of Ebola Virus from blood or serum of Ebola Virus infected patients by OneStep qRT-PCR. DiaPlexQ RV16 Detection Kit ualitative detection of Parainfluenza-I, Parainfluenza-II, Parainfluenza-III, Parainfluenza-IV, Influenza A (Inf A), Influenza B (Inf B), Adenovirus (AdV), Respiratory syncytial virus (RSV A & B), Rhinovirus (RV A/B/C), Enterovirus (EntV), Bocavirus (BoV), Metapneumovirus (MPV), Beta Coronavirus OC43 (CoV OC43), Alpha Coronavirus 229E (CoV 229E), Alpha Coronavirus NL63 (CoV NL63), MERS Coronavirus (MERS)) from sputum or Nasopharyngeal smear samples of each Virus infected patients by OneStep qRT-PCR. LytePrime Mplex ZCD RT-PCR Kit 1.0 (ZIKV/CHIKV/DENV) is intended for qualitative detection of Zika virus (ZIKV), Chikungunya virus (CHIKV) and Dengue virus (DENV) from human serum and whole blood. DiaPlexQ ZCD Detection Kit (ZIKV, CHIKV, DENV) is designed to detect Zika virus, Chikungunya virus and Dengue virus rapidly and accurately. DiaPlexQ Novel Coronavirus (2019-nCoV) Detection Kit is in vitro diagnostic reagent to qualitative detection of ORF1a, N gene of COVID-19 by Multiplex OneStep qRT-PCR. DiaPlexQ 2019-nCoV (RdRp, E, N) Detection Kit is in vitro diagnostic reagent to qualitative detection of ORF1ab(RdRp), E gene, N gene of COVID-19 by Multiplex OneStep qRT-PCR. For professional use only. Internal Admin.-No.: SOL-08, SOL-08-01 to SOL-08-05.**

**Zusätzliche Angaben im Falle der In-vitro-Diagnostika gemäß Anhang II und der In-vitro-Diagnostika zur Eigenanwendung / Additional information for Annex II and self-testing in vitro diagnostic medical devices**

Nummer(n) der Bescheinigung(en) / Certificate number(s)

£ In Übereinstimmung mit den Gemeinsamen Technischen Spezifikationen (für Produkte gem. Anhang II, Liste A) In conformity with Common Technical Specifications (for Annex II List A devices)

Ergebnisse der Leistungsbewertung  
Outcome of performance evaluation

Ich versichere, dass die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.  
I affirm that the information given above is correct to the best of my knowledge.

Ort  
City

**St. Ingbert**

Datum  
Date

**2020-02-26**

Name

**Sabrina Neumann**

Unterschrift  
Signature

**Bearbeitungsvermerke / Processing notes**

Nur von der zuständigen Behörde auszufüllen / To be filled in only by the competent authority

Bearbeiter / Person responsible  
**Frau Caroline Bauer**

Telefon / Phone  
**0681 8500-1198**

인정번호(No.) :KTL-ABBAR-6562

# 의료기기 제조 및 품질관리 기준 적합인정서 (Certificate of GMP)

■ 업체명/허가번호(Company name of Applicant / License No.)

솔젠트(주)/제 4010 호

SolGent Co.,Ltd.

■ 대표자 (Representative)

석도수, 유재형 ( Do-su Seok, Jae-hyung, You )

■ 업체 소재지 (Company address of Applicant)

대전광역시 유성구 테크노6로 32 , 3층(관평동)

3F, 32, Techno 6-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34014, Rep. of KOREA

■ 제조소명 (Name of Manufacturer)

제조자 : 솔젠트(주)(SolGent Co.,Ltd.)

■ 제조소 소재지 (Address of Manufacturer)

제조자 : 대전광역시 유성구 테크노5로 43-10, 1층, 2층

1F, 2F, 43-10, Techno 5-ro, Yuseong-gu, Daejeon, 34014, Rep. of KOREA

■ 품목군 (Category)

체외진단 의료기기용 시약류(Reagent for In-Vitro Diagnostic Device)

의료기기 제조 및 품질관리기준에 적합함을 인정합니다.

(We hereby certify that the above manufacturer complies with Korea Good Manufacturing Practices of Medical Devices for the product group listed above)

발행일자(Date of Issue) : 2019. 09. 24

유효기간(Date of Expiration) : 2022. 10. 22



대전지방식품의약품안전청장  
DAEJEON REGIONAL FOOD AND DRUG ADMINISTRATION



한국산업기술시험원장  
Korea Testing Laboratory



변경 및 처분 사항 등(Changes and Administrative measures)

년 월 일(Date)	내 용(Description)
2019-09-24	대표자 변경에 따른 재발급

인정번호(No.) : KTL-ABBAR-6562

[붙임]

순번(NO.)	품목군(Name of Category)	비 고(Remarks)
1	체외진단 의료기기용 시약류 Reagent for In-Vitro Diagnostic Device	

## PRECAUTION FOR TREATMENT AND STORAGE IN DELIVERY

2020 March 06<sup>th</sup>

I. This diagnostic kit will be shipped with an ice pack for the product quality on the stability

※ For custom clearance, packing the kit in dry ice for transport is not possible.

II. Multiple freeze and thaw may effect performance of product, please refrain freeze-thaw.

III. The retention period of the product quality is 5 days, if keeps under refrigeration.

IV. The shipping box should be avoided exposure to direct sunlight and heat on its way.


IV. The shipping box should be required refrigeration(-20°C) before the customer receive.

※ We have no obligation regarding any claim based on failure to comply with the above requirement.

Yours Sincerely,

Jae Hyung You & Du-su Seock / CEO of SolGent Co., Ltd.

*Jay you Andrew seock*



Date : March 06<sup>th</sup> , 2020

www.solgent.com





**THANK YOU**

**SolGent** | [www.SolGent.com](http://www.SolGent.com)

Copyright © 2020 SolGent Co., Ltd. All Rights Reserved.  
This PowerPoint file is SolGent's knowledge property. To distribute, copy, publish is not allowed without permission. If you want to use this file, please contact to SolGent.